

ClearNote/+ ab V7.0.0.3 Hotkeyliste Deutsch

Funktion	HOTKEY
Hilfelisten der Tastenfunktionen	Strg+H
Bild vergrößern / verkleinern (Zoom)	→-←
Autofokus der Kamera an / aus	Strg+A
Bildschärfe minus / Bildschärfe plus	Strg + -/+
Modusumschaltung Foto,Positiv,Negativ	M
Monochrom(Semi)farben an / aus	Strg+M
Monochrom (Semi) Farbkombinationen wechseln	SHIFT+M
Split-Modus umschalten (nur mit Vergrößerungssoftware)	W
Vollbildmodus ein / aus	V
Videofenster ein / ausblenden	Strg+V
Bewegt das Fenster in die Ecken des Desktops	B
ClearNote Videofenster der Originalen Videoauflösung anpassen	O
Dreht das Bild um jeweils 180°	Strg+D
Spiegelt das Bild	SHIFT+D
Helligkeit erhöhen / verringern	H / SHIFT+H
Kontrast erhöhen / verringern	K / SHIFT+K
Farbsättigung erhöhen / verringern	F / SHIFT+F
Tönung = Farbton erhöhen / verringern	T / SHIFT+T
Zurücksetzen von Helligkeit,Kontrast, Farbsättigung und Farbton auf die Standardwerte.	Strg+R
Standbild / Livebild	S
Speichern des aktuellen Bildes - Dateiauswahldialog	Strg+S
Öffnen einer Bilddatei	Strg+O
Speichert das aktuelle Bild.Es können maximal 10 Bilder gespeichert werden.	SHIFT+1 ... 0
Lädt das aktuelle Bild.Es können die 10 Bilder geladen werden.	1 ... 0
Horizontale Linie ein / aus	L
Bewegt horizontale Linie nach oben/unten	↑-↓
Vergrößert / Verkleinert das Videofenster proportional	SHIFT + +/-
Vergrößert / Verkleinert das Videofenster horizontal / vertikal	Strg+←-→-↑-↓
Verschiebt das Fenster links rechts oben unten	SHIFT+←-→-↑-↓
Interlacing an / aus	I
Interlacingmodus wechseln	Strg +I
Toolbox ein / ausblenden	Strg+T
Umschaltung interne / externe Kamera	Strg+K
LED Beleuchtung an / aus	Strg+B