

Tasti Controllo ClearNote Italiano (Versione 7)

Funzione	Combinazione Tasti
Help / tasti rapidi	H (Alt - F4 per chiudere ancora)
Pulsante Menu	Ctrl - B
Aumenta Ingrandimento	↑
Diminuisce Ingrandimento	↓
Schermo pieno / Ingrandisci finestra	F (interruttore)
Riduci finestra a icona	Comando Windows (Alt - spazio)
Ridimensiona Finestra	Oriz: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Sposta finestra ridimensionata	Oriz: Shift - ← → Vert: Shift - ↑ ↓
Torna a ClearNote (passa tra le applicazioni)	Comando Windows (Alt - Tab)
Modalità (Positiva / Negativa / Fotografie)	M
Combinazione colori	S (interruttore)
Combinazione colori: colore successivo	Shift - s
Luminosità	B (aumenta) e Shift - B (diminuisce)
Contrasto	C (aumenta) e Shift - C (diminuisce)
Saturazione	X (aumenta) e Shift - X (diminuisce)
Ripristina valori di default	Ctrl - R

Funzione	Combinazione Tasti
Riga	L
Sposta Riga	Page Up - Page Down
Salva immagine con nome	Ctrl - S
Apri immagine con nome	Ctrl - O
Salva immagine in modo diretto	Shift - 1, Shift - 2, ... Shift - 0
Apri immagine in modo diretto	1, 2, ... 0
Chiudi immagini	Alt - F4 (comando Windows)
Specchio / Ruota finestra ClearNote	Ctrl - M
Specchio orizzontalmente	Shift - M
Autofocus	Ctrl - A (interruttore)
Ciclo finestra attraverso gli angoli	W (non con software di ingrandimento)
Interlacciamento	I (interruttore)

Tasti rapidi da usare con software di ingrandimento	
Posizione Schermo Diviso	D
Ridimensiona finestra ClearNote	Oriz: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Riduci a icona finestra ClearNote	T (interruttore)