

## ClearNote sneltoetsen Nederlands (voor software versie 7)

Functie	Sneltoets
Helpmenu sneltoetsen	<b>H</b> ( <b>Alt</b> - <b>F4</b> om te sluiten)
Knoppen menu opvragen	<b>Ctrl</b> - <b>B</b>
Vergroting: Zoom in	↑
Vergroting: Zoom uit	↓
Maximaliseer venster / terug naar vorige grootte	<b>F</b>
Venster minimaliseren	Windows combinatie ( <b>Alt</b> - <b>spatie-n</b> )
ClearNote venster groter / kleiner	Hor: <b>Ctrl</b> - ← → Vert: <b>Ctrl</b> - ↑ ↓
Venster verplaatsen	Hor: <b>Shift</b> - ← → Vert: <b>Shift</b> - ↑ ↓
Schakel terug naar ClearNote (applicaties wisselen)	Windows combinatie ( <b>Alt</b> - <b>Tab</b> )
Beeld (Positief / Negatief / Foto)	<b>M</b>
Voor- / achtergrondkleuren aan/uit	<b>S</b>
Voor- / achtergrondkleuren: volgende kleur	<b>Shift</b> - <b>S</b>
Helderheid	<b>B</b> (meer) en <b>Shift</b> - <b>B</b> (minder)
Contrast	<b>C</b> (meer) en <b>Shift</b> - <b>C</b> (minder)
Kleurverzadiging	<b>X</b> (meer) en <b>Shift</b> - <b>X</b> (minder)
Terug naar fabrieksinstellingen	<b>Ctrl</b> - <b>R</b>

<b>Functie</b>	<b>Sneltoets</b>
Lijn	<b>L</b>
Lijn omhoog / omlaag	<b>Page Up - Page Down</b>
Beeld opslaan met naam	<b>Ctrl - S</b>
Beeld openen met naam	<b>Ctrl - O</b>
Direct opslaan beeld (max. 10)	<b>Shift - 1, Shift - 2, ... Shift - 0</b>
Direct openen opgeslagen beeld (max. 10)	<b>1, 2, ... 0</b>
Sluit afbeelding, terug naar videobeeld	<b>Alt - F4</b> (Windows sneltoets)
Roteer ClearNote beeld 180 graden	<b>Ctrl - M</b>
Spiegelt het beeld	<b>Shift - M</b>
Autofocus aan / uit	<b>Ctrl - A</b>
Venster hoekpositie wisselen	<b>W</b> (niet i.c.m. vergrotingssoftware)
Interliniëring aan / uit	<b>I</b>

<b>Sneltoetsen voor gebruik met vergrotingssoftware</b>	
Gedeeld beeld positie	<b>D</b>
ClearNote venster grootte veranderen	Hor: <b>Ctrl</b> - ← →    Vert: <b>Ctrl</b> - ↑ ↓
Minimaliseer ClearNote venster / vorige grootte	<b>T</b>