

ClearNote Tastenliste Deutsch (Software Version 7)

Funktion	Tasten-Kombination
Hilfeliste der Tastenfunktionen aufrufen	H (Alt - F4 zum schließen)
Toolbox ein- / ausblenden	Ctrl - B
Bild vergrößern	↑
Bild verkleinern	↓
Vollbildmodus ein / aus	F
Minimalisiert Fenster	Windows-Kombination (Alt - space)
Vergrößert / Verkleinert das Videofenster	Hor: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Verschiebt das Fenster Horizontal / Vertikal	Hor: Shift - ← → Vert: Shift - ↑ ↓
Schaltet Programme um (Schaltet nach ClearNote)	Windows-Kombination (Alt - Tab)
Mode (Positive / Negative / Photo)	M
Monochrom Semi-Farben ein / aus	S
Monochrom Semi-Farbkombinationen wechseln	Shift - S
Helligkeit erhöhen / verringern	B / Shift - B
Kontrast erhöhen / verringern	C / Shift - C
Farbsättigung erhöhen / verringern	X / Shift - X
Reset Einstellungen auf die standardwerte	Ctrl - R

Funktion	Tasten-Kombination
Horizontale Linie ein / aus	L
Bewegt horizontale Linie nach oben / unten	Page Up – Page Down
Speichern des aktuellen Bildes mit Datei	Ctrl - S
Öffnen einer Bilddatei	Ctrl - O
Speichert das aktuelle Bild direkt (max. 10)	Shift - 1, Shift - 2, ... Shift - 0
Öffnet das aktuelle Bild. (max. 10)	1, 2, ... 0
Close images	Alt - F4 (Windows hotkey)
Bild um 180° drehen	Ctrl - M
Spiegelt das Bild	Shift - M
Autofokus der Kamera an / aus	Ctrl - A
Bewegt das Fenster in die Ecken des Desktops	W (nicht mit Vergr.-Softw, siehe unten)
Interlacing an / aus	I

Tasten-Kombination für die Benutzung mit Vergrößerungs-Software	
Split-modus umschalten	D
Vergrößert / Verkleinert das Videofenster	Hor: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Videofenster ein / ausblenden	T