

ClearNote Touches de fonction Français (pour logiciel version 7)



Fonction	Touche de raccourci
Aide (touches de raccourci)	H (Alt - F4 pour fermer)
Consulter le menu des boutons	Ctrl - B
Agrandir (zoom in)	↑
Agrandir (zoom out)	↓
Maximaliser fenêtre / retour à taille précédente	F
Réduire la fenêtre	Combinaison Windows (Alt - espace)
ClearNote fenêtre plus grande / petite	Hor: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Déplacer la fenêtre	Hor: Shift - ← → Vert: Shift - ↑ ↓
Revenir à ClearNote (échanger d'applications)	Combinaison Windows (ALT-TAB)
Modes de visualisation (Positif / Négatif / Photo)	M
Couleurs avant-/ arrière-plan activées/ désactivées	S
Couleurs avant-/ arrière-plan: couleur suivante	Shift - S
Clarté	B (plus) et Shift - B (moins)
Contraste	C (plus) et Shift - C (moins)
Saturation des couleurs	X (plus) et Shift - X (moins)
Réglages d'usine	Ctrl - R

Fonction	Touche de raccourci
Ligne	I
Déplacer ligne	Page Up – Page Down
Sauvegarder image avec nom	Ctrl - S
Ouvrir image avec nom	Ctrl - O
Sauvegarder directement l'image (max. 10)	Shift - 1, Shift - 2, ... Shift - 0
Ouvrir directement image sauvegardée (max. 10)	1, 2, ... 0
Fermer image fixe, retour à l'image vidéo	Alt - F4 (touche de raccourci)
Pivoter ClearNote fenêtre	Ctrl - M
Réfléchir de l'image	Shift - M
Auto-focus activé/désactivé	Ctrl - A
Changer la position de coin de la fenêtre	W (pas avec logiciel d'agrandissement)
Interligne activé/désactivé	I

Touches de raccourci avec le logiciel d'agrandissement	
Position divisée de l'image	D
Changer taille de fenêtre de ClearNote	Hor: Ctrl - ← → Vert: Ctrl - ↑ ↓
Réduire fenêtre ClearNote / taille précédente	T