

Infoblatt:

ClearNote / ClearNote⁺ / Light / VGA mit Win8

ClearNote, ClearNote⁺, ClearNote Light und ClearNote VGA können mit Windows8 betrieben werden.

Hierfür ist die Installation des USB-Treibers STK1160Grabber wie nachfolgend beschrieben notwendig:

Windows 8

Erzwingen der Treibersignatur verhindern

- 1) Die "WIN"-Taste gemeinsam mit "C" drücken. (Oder die Maus auf die rechte untere Ecke bewegen, es öffnet sich eine Leiste.
- 2) Mit der Maus, auf "Einstellung" klicken
- 3) Rechts unten auf "PC-Einstellung" ändern klicken
- 4) Auf der PC-Einstellungsseite auf "Allgemein" klicken
- 5) Bei Erweiterten Start, auf "Jetzt neu starten" klicken
- 6) Kurze Zeit warten
- 7) Bei Optionen auswählen - auf "Problembehandlung" klicken
- 8) Bei Problembehandlung - auf "Erweiterte Optionen" klicken
- 9) Bei Erweiterte Optionen - auf "Starteinstellung" klicken

Windows 8 startet neu und zeigt ein Menü an,

- 10) "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren", Taste F7 drücken
- 11) Jetzt kann der nicht signierte Treiber installiert werden.